

Gants vinyle légèrement poudrés, moyen 7-8

Réf. SOC-GEVM



Gants VINYLE légèrement poudrés, moyen 7-8;

- Fins et souples; mise en place aisée;
- Finition:
 - Intérieure: lisse,
 - Extérieure : mate.
- Longueur de la manchette: 245 mm;
- Epaisseur de la paume: $0,20 \pm 0,02$ mm;
- Conformes aux normes: EN 455 1 et 2;
- Condition minimum de vente: 1 boîte de 100 gants.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration