

Masques chirurgicaux non-tissé, triple épaisseur-haute filtration
Ref. SOC-MASQHF



Masques chirurgicaux non-tissé, triple épaisseur, haute filtration :

- En polypropylène non tissé;
- Non stériles;
- Longueur: 175 mm,
- Largeur: 95 mm;
- Fixation auriculaire par boucles élastiques sans latex;
- Barrette nasale en plastique souple laminé avec fil d'aluminium;
- Usage unique
- Couleur: bleue;
- Condition minimum de vente: Boîte de 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration