

Conservateur Ref. SOC-A7



Conservateur pH6 pour conservation 5 à 6 jours à 21°C. Pas d'interférence en chimie et hormonologie urinaire. Disponible en flacon plastique 500 ml avec pompe doseuse.

- Préconisation d'utilisation : 1 ml par flacon de 2 litres
- Conditionnement: par carton de 4 flacons.
- Conditionnement minimum de vente: flacon de 500 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration