

Flacon pour compte d'addis - 500 ml - sans étiquette Ref. SOC-F500NU



Flacon pour compte d'ADDIS. capacité volumique: 500 ML. Dimensions (\emptyset base x \emptyset ouv. x Haut.) 81 x 54 x 139 mm .Matière : polyéthylène. Forme cylindrique. Fermeture par cape à vis jointée étanche, vissage rapide 1/4 de tour Non gradué. Livré sans étiquette indiquant le mode d'emploi.

- Conditionnement par carton de 100 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1 flacon.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration