

Flacon pour recueil des urines de 24 h- 2000
ml sans étiquette
Ref. SOC-F2000NU



Flacon pour Recueil des urines de 24 heures: capacité volumique: 2000 ML.
Dimensions (Ø base x Ø ouv. x Haut.): 110 x 95 x 72 x 230 mm. Matière :
polyéthylène, forme rectangulaire, gradué de 0,1 à 2 l et 0,1 l. Fermeture par cape à
vis jointée étanche, vissage rapide 1/4 de tour. Livré sans étiquette indiquant le
mode d'emploi.

- Conditionnement par carton de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1 flacon



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration