

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Uriswab COPAN

Uriswab COPAN
Ref. COP-URISWAB



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

L'Uriswab COPAN permet de transporter l'urine sous forme non liquide et supprime ainsi les inconvénients liés aux risques de fuite. Système relevant d'une technologie de pointe pour le prélèvement, le transport et la conservation de l'urine. De plus l'Uriswab ne nécessite pas d'accessoires tels que: aiguille et porte-tube, pipette de transfert.

Autres Caractéristiques:

- possède une éponge en mousse super hydrophile.
- Absorption rapide de 2 ml d'urine en 2 secondes.
- L'éponge en mousse contient des conservateurs (acide borique et sodium formate) qui réagissent de façon homogène avec l'échantillon.
- Le rapport stœchiométrique urine-conservateur est constant (pas de ligne de remplissage).
- Le prélèvement reste intact jusqu'au laboratoire.
- L'éponge et le fond du tube sont visibles par la fenêtre de l'étiquette.
- Fermeture par cape à vis.
- Tube en polyéthylène à paroi flexible, fond conique à jupe éponge avec conservateur.
- Le conservateur est lié chimiquement dans l'éponge et devient actif au contact de l'urine.
- Conditionnement: 500 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration