

Ecouvillon simple COPAN – stuart gélosé - plastique

Réf. COP-MSG-ETP



Ecouvillon simple constitué d'un milieu de transport: le milieu Stuart gélosé (composé de Glycérophosphate de Sodium qui peut être la cause de croissance des germes GRAM-, Chlorure de calcium, Acide mercaptoacétique, Eau distillée) et d'un écouvillon de Tige en Plastique et de bouton en Viscose.

- Couleur du bouchon: Bleue.
- Sous emballage sachet pelable unitaire.
- Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces.
- Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration