

## **Ecouvillon simple COPAN – stuart liquide - aluminium**

**Réf. COP-MSL-ETM**



Ecouvillon simple constitué d'un milieu de transport: le milieu Stuart liquide (composé de Glycérophosphate de Sodium qui peut être la cause de croissance des germes GRAM-, Chlorure de calcium, Acide mercaptoacétique, Eau distillée) et d'un écouvillon de Tige en Aluminium, fine et de bouton en Viscose.

- Couleur du bouchon: Orange.
- Emballage sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet.
- Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces.
- Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration