


Flacon avec thiosulfate de sodium Gosselin – 147 x 70 x 70 mm

Réf. PLG-FCAI500TPS



Flacon avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 147 x 70 x 70 mm.

- De forme carrée.
- Préconisés pour l'analyse des eaux: réseau urbain, piscines, rivières, ...etc.
- Capacité volumique 500 ml.
- Diamètre de l'ouverture: 30 mm.
- Cape rouge à pression attenante.
- Dose de thiosulfate de sodium: 100 mg/litre (sous forme d'une pastille de 50 mg).
- Disponible en Polyéthylène.
- Haute densité PEHD.
- A emballage unitaire.
- Dimensions (mm): 147 x 70 x 70.
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration