

Pots pour coprologie CEB, 150 ml, personnalisés – 60 x 70 mm - Blanc

Réf. CEB-PC150VET



Pots pour coprologie CEB, 150 ml, étiquettes personnalisées.

- Disponible en: polystyrène cristal.
- Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire.
- Cape blanche à vis.
- Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 2 Cartons de 200



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration