

## Pots pour coprologie CEB, 150 ml – 60 x 70 mm - Blanc

Réf. CEB-PC150VPC



Pots pour coprologie CEB, 150 ml.

- Disponible en: polystyrène choc opaque blanc.
- Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire.
- Cape blanche à vis.
- Flacons revendiqués pour analyses bactériologiques qualitatives et évaluations quantitatives.
- Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 200



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration