

Pots pour coprologie 125 ml – 50 x 70 mm - Blanc

Réf. SOC-PC125VP



Pots pour coprologie CEB 125 ml. Disponible en: polypropylène translucide. Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire. Cape blanche à vis. De fabrication non aseptique.

- Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 380.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration