

## Ecouvillon sec COPAN en bois-rose

Réf. COP-ETBC



Ecouvillon sec COPAN en Bois - Rose. Stériles. Ecouvillon à tige en Bois; avec un bouton en coton cardé et un bouchon de couleur Rose.

### Autres caractéristiques:

- Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide.
- Etiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation.
- Longueur totale: 175 mm avec bouchon.
- Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration