

Ecouvillon sec COPAN, Aluminium - Orange

Réf. COP-ETM



Ecouvillon sec COPAN, Aluminium - Orange. Stériles. Ecouvillon à tige en aluminium, fine; avec un bouton en viscosse, fibres semi-synthétiques et un bouchon de couleur orange.

Autres caractéristiques:

- Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide.
- Etiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation.
- Longueur totale: 175 mm avec bouchon.
- Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration