

Ecouvillon sec COPAN, Métallique - bleu

Réf. COP-ETMS



Ecouvillon sec COPAN, Métallique - Bleu. Stériles. Ecouvillon à tige métallique, torsadée, fine et souple; avec un bouton en viscosse, fibres semi-synthétiques et un bouchon de couleur bleue.

Autres caractéristiques:

- Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide.
- Etiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation.
- Longueur totale: 175 mm avec bouchon.
- Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration