

Rovers-cervex brush combi non stérile

Réf. SOC-CVBCOMBIA



ROVERS-CERVEX BRUSH COMBI non stérile;

Caractéristiques:

- Brosse à usage unique pour prélèvement cervico-vaginal.
- Combinaison de deux dispositifs de prélèvement : la Rovers-Cervex Brush d'une part, et d'un dispositif de prélèvement endocervical, d'autre part.
- Adapté lorsque les consignes d'utilisation de la Cervex Brush sont mal appliqués ou bien dans le cas de sténose du canal endocervical.
- Utilisation facile intuitive.
- 2 rotations sont suffisantes.
- Permet de recueillir 2 à 3 fois plus de cellules endocervicales.
- Emballage pelable unitaire stérile oxyde d'éthyle.
- Conditionnement par 20 sachets de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration