

Rovers-endo-cervex brush

Réf. SOC-ENDOB50A



ROVERS-ENDO-CERVEX BRUSH est une Brosse à usage unique recommandée pour tout prélèvement au niveau de l'endocol. Brosse en matière plastique souple pour un prélèvement indolore et non traumatisant. La conception de ses fibres permet d'obtenir un prélèvement riche en cellules. Recommandé pour :

- Les patientes jeunes, nullipares.
- Les prélèvements difficiles chez les patientes relativement âgées dont la zone de jonction endocol-exocol se rétrécit, ou dans le cas de sténose du canal endocervical.

La tête détachable de l'Endo-Cervex Brush comprend 2 segments de 300 fines fibres chacun (600 fibres au total). Elle est flexible et épouse parfaitement les contours de l'endocol. Utilisable pour un étalement direct sur lame ou pour restituer le prélèvement en milieu liquide (technique monocouche). Emballage pelable.

- Conditionnement par carton de 20 sachets de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration