

Spirette pour aspiration exo ou endocervicale

Réf. SOC-SPIRETTE



Spirette pour aspiration exo ou endocervicale. Dispositifs à usage unique pour aspiration exo ou endocervicale.

Composée de deux parties:

- Une gaine souple en polypropylène.
- Un piston interne en EVA (polyéthylène d'acétate de vinyle) pouvant coulisser par l'intermédiaire d'une tige en résine d'acétal souple.
- Avec graduations.
- Stériles en sachet unitaire.
- Ø externe x Ø interne x Longueur (mm): 3,14 x 235
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 25 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration