

## Spéculum gynospec à usage unique 88 x 30 mm

**Réf. CEB-GYN30**



Spéculum GYNOSPEC à Usage Unique. Disponible en POLYSTYRENE CRISTAL.

Utilisé en gynécologie-obstétrique, au cabinet médical et au laboratoire, le GYNOSPEC est l'outil d'examen et de prélèvement qui assure hygiène et sécurité, confort, économie. Stérile.

### Autres caractéristiques:

- Introduction facile et douce. Accès large 38 mm. Bords arrondis et réguliers.
- Mise en place facilitée : grâce à ses valves profilées, lisses et aux bords nets.
- Dimensions des valves (Long. x Larg): 88 x 30 mm. Blocage rapide, efficace et sur. Identification: Clé rouge.
- Poignée ergonomique pour des gestes doux, surs et rassurants.
- Manipulation indolore, rapide et silencieuse, sécurisante pour le Praticien et la Patiente.
- Emballage unitaire pelable avec n° de lot et date de péremption.
- Conditionnement : Emballage unitaire pelable (ouverture facile).
- 4 boîtes de 25 spéculems cerclées : encombrement réduit.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration