

## Spéculum de COLLIN à usage unique

Réf. SOC-SPCOU32



Spéculum de COLLIN à usage unique.

- Spéculum en polystyrène.
- Transparent, stérile.
- Recommandé pour les inséminations artificielles, les prélèvements cytologiques et histologiques, la pose de DIU (dispositif intra-utérin).
- Cette forme permet une bonne visualisation et une bonne accessibilité du col.
- Emballage unitaire en sachet pelable.
- Diamètre d'accès: 44 mm.
- Dimensions des valves (Long. x Larg): 100 x 32 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration