

Aiguille venoject terumo quickfit - 25 x  
0,9mm - 20g  
Ref. TER-MN2025MQ



Aiguille VENOJECT TERUMO Quickfit - 25 x 0,9mm - 20G. Dimensions: 25 mm de longueur et 0,9 mm de diamètre. Code couleur: jaune.

**AUTRES CARACTERISTIQUES:**

- Aiguille de sécurité Quickfit avec fixation de type baïonnette sur porte-tubes spécifique Quickfit qui accroît singulièrement la sécurité du préleveur.
- Concept d'aiguille et de corps de prélèvement sécuritaire à clips.
- Corps de prélèvement Quickfit réutilisable.
- Facile d'utilisation. Biseau effilé, Minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui Pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.
- Conditionnement par carton de 2000 aiguilles.
- conditionnement minimum de vente: 100 aiguilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration