

Aiguille venoject terumo standard à vis –
38 x 0,9mm - 20 g
Ref. TER-MN2038M



Aiguille VENOJECT TERUMO standard à vis - 38 x 0,9mm - 20 G. Aiguille standards avec fixation à vis. Dimensions: 38mm de longueur et 0,9mm de diamètre. Code couleur: Jaune.

AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Biseau effilé, Minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui Pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration