

Aiguille VENOJECT TERUMO standard à vis -  
25 x 0,7 mm - 22 g  
Ref. TER-MN2225M



Aiguille VENOJECT TERUMO standard à vis - 25 x 0,7 mm - 22 G. Aiguille standards avec fixation à vis. Dimensions: 25 mm de longueur et 0,7 mm de diamètre. Code couleur: noir.

AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Biseau effilé, minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration