

Cathéter intraveineux SURFLO TERUMO à usage unique, 24 g – 19 x 0,67 mm

Réf. TER-SROX2419CF



Cathéter intraveineux SURFLO TERUMO à usage unique, 24 g - 19 x 0,67 mm. Débit du cathéter: 18 ml / min. Dimensions de l'aiguille: 19 mm de longueur et 0,67 mm de diamètre.

Autres caractéristiques:

- Chaque cathéter est emballé individuellement dans un étui rigide en polypropylène, facile à ouvrir.
- Celui-ci, scellé par une étiquette d'inviolabilité, garantit la stérilité.
- Le code couleur bleu, (selon la norme NF/EN/ISO), assure une identification rapide et sûre du diamètre.
- Stériles. Apyrogènes.
- Système constitué d'une aiguille triple biseau et d'un cathéter en E.T.F.E. (Ethylène tetra fluoroéthylène). Parfaite biocompatibilité, adhésion plaquettaire et bactérienne minimisée, excellente inertie chimique.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration