


Dispositif surgicutt adultes - blanc - 5 x 1,0 mm  
Ref. TER-SURGCAD



Dispositif SURGICUTT pour la détermination du temps de saignement Par la méthode D'IVY à usage unique. pour Adultes plus de 15 ans. code couleur blanc. Incision mm Long. x Prof 5 x 1,0 mm.

**Autres caractéristiques:**

- Permet une mesure des fonctions plaquettaires au niveau de l'hémostase des petits vaisseaux.
- Stériles.
- Mode opératoire précis et limites d'utilisation livrés avec chaque boîte.
- Buvards filtres disponibles séparément, en emballage unitaire.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration