

## Microperfuseur surflo à ailettes 25 g Ref. TER-SV25BL



Micro-perfuseur SURFLO à ailettes 25 G :

- Diamètre externe de l'aiguille: 0,5 mm.
- Code couleur: Orange.
- Préconisés pour les prélèvements délicats: capital veineux pauvre, veines fines, veines fragilisées par différents traitements.
- Placé sur l'adaptateur luer VENOJECT, le micro-perfuseur Surflo à ailettes permet l'accès aux veines les plus fines sans risque de collapser et sans abîmer la veine.
- Composé de:
  - une aiguille TERUMO 19 mm, à paroi mince, et biseau court
  - une tubulure à ailettes très souple, embout luer, longueur 300 mm.
- Conditionnement par carton de 10 boîtes de 50 pièces.
- conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration