


## Obturateur pour cathéter - vert Ref. TER-SO1832F



**OBTURATEUR POUR CATHETER - VERT. CODE COULEUR VERT.**

### AUTRES CARACTERISTIQUES:

Stériles. Apyrogènes. Obturateur flexible en polyéthylène. Un obturateur Luer Lock est disponible pour chaque taille (sauf 24G). Il empêche la formation de caillots dans la lumière du cathéter lorsque l'utilisation est momentanément interrompue. L'obturateur possède le même code couleur que le cathéter ceci afin d'éviter toute confusion. Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration