


Obturateur pour cathéter - vert Ref. TER-SO1851F



OBTURATEUR POUR CATHETER - VERT. CODE COULEUR VERT.

AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Stériles. Apyrogènes.
- Obturateur flexible en polyéthylène.
- Un obturateur Luer Lock est disponible pour chaque taille (sauf 24G).
- Il empêche la formation de caillots dans la lumière du cathéter lorsque l'utilisation est momentanément interrompue.
- L'obturateur possède le même code couleur que le cathéter ceci afin d'éviter toute confusion.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration