

Obturateur pour cathéter - rose Ref. TER-SO2032F



OBTURATEUR POUR CATHETER - ROSE. CODE COULEUR ROSE.

AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Stériles. Apyrogènes.
- Obturateur flexible en polyéthylène.
- Un obturateur luer lock est disponible pour chaque taille (sauf 24G).
- Il empêche la formation de caillots dans la lumière du cathéter lorsque l'utilisation est momentanément interrompue.
- l'obturateur possède le même code couleur que le cathéter ceci afin d'éviter toute confusion.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration