

Porte-tubes à vis terumo pour venoject  
et venosafe 5,7 et 10 ml  
**Ref. TER-XXVF010HGS**



Porte-tubes à vis TERUMO pour VENOJECT et VENOSAFE 5,7 et 10 ml.  
Porte-tubes pour tubes de 5ml, 7ml et 10 ml.

- Version aiguille compatible: Aiguilles standards avec fixation à vis.
- Code couleur: vert.
- conditionnement minimum de vente: sachet de 25 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration