

Fauteuil dentaire ID200CP

Réf. SOC-ID200CP

ID 200 CP



- Le carquois du Fauteuil dentaire, Modèle ID200 CP peut disposer d'un minimum de deux à un maximum de cinq instruments, plus deux instruments sur la console de l'assistant, en plus des deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Possibilité de monter les instruments suivants: La turbine a fibre optique, la micro moteur a fibre optique, la seringue, la curette piézoélectrique, la lampe à polymérisation et la camera Endo-orale;
- Le plateau porte instruments est fourni dans une mesure double (version sprido);
- Possibilité de commander au pied pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower;
- Le fauteuil dentaire modèle ID200 CP peut-être actionné par les interrupteurs du carquois (version sprido), la console de l'assistant et par le pédalier;
- Le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre sont eux aussi commandés par les interrupteurs du carquois et par la console de l'assistant et sont réglés aussi bien pour le flux que pour le temps;
- Le Fauteuil dentaire modèle ID200 CP est certifié et construit en pleine conformité des normes européennes pour la sûreté et l'hygiène: CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration