

## Fauteuil dentaire, Modèle ID200 Ortho

Réf. SOC-ID200CPORTHO



- Il Possède à la place du carquois un porte-plateau double sur un bras articulé, deux instruments sur la console assistant peuvent être ajoutés en plus des deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique;
- Possibilité de commander au pied pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower;
- Le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre sont eux aussi commandés par la console de l'assistant et sont réglés aussi bien pour le flux que pour le temps;
- Le produit est certifié et construit en pleine conformité des normes européennes pour la sûreté et l'hygiène: CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration