

## Fauteuil dentaire ID300V

Réf. SOC-ID300V



- Le carquois du fauteuil dentaire modèle ID300 V peut disposer d'un minimum de deux à un maximum de cinq instruments, plus deux instruments sur la console de l'assistant, en plus des deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique;
- De plus on peut monter les instruments suivants: La turbine a fibre optique, la micro moteur a fibre optique, la seringue, la curette piézoélectrique, la lampe à polymérisation et la camera Endo-orale;
- Le plateau porte instruments est fourni dans une mesure double;
- Je commande au pied pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Le fauteuil existe dans la version avec un programme de vidage de mémoire ou dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur.
- Le fauteuil dentaire modèle ID300 V peut-être actionné par les interrupteurs du carquois, la console de l'assistant et par le pédalier;
- Le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre sont eux aussi commandés par les interrupteurs du carquois et par la console de l'assistant et sont réglés aussi bien pour le flux que pour le temps;

\* Le fauteuil dentaire modèle ID300 V est certifié et construit en pleine conformité des normes européennes pour la sécurité et l'hygiène: CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration