

Audiomètre de diagnostic modèle Amplivox 240

Réf. : SOC-AMPLI-240MU



Description de Audiomètre de diagnostic modèle Amplivox 240 :

L'audiomètre de diagnostic modèle Amplivox 240 est portable et économique, idéal pour une utilisation sur ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. C'est un appareil de diagnostic utilisé pour mesurer la capacité auditive des patients et pour effectuer des tests auditifs.

- Capable de mesures AC et BC.
- Facile à utiliser
- Compact et portable
- Connectivité USB
- Fonction de rétention de seuil



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Casque à insertion en option
- 11 fréquences de test
- Plage de -10 à 120 dBHL (AC)
- Fonction d'alimentation sur batterie en option
- Fonctionnalité de test AC automatique
- Interface NOAH en option

Fonctionnalité :

L'Amplivox 240 offre une audiométrie à conduction aérienne et osseuse. Les fonctionnalités standard incluent une fonction de test automatique (AC), un masquage à bande étroite, une plage d'atténuation jusqu'à 120 dBHL et une fonction talkover intégrée.

Facilité d'utilisation :

Le panneau de commande clairement disposé rend les tests de diagnostic aussi simples et directs que possible. La fonction de rétention de seuil réduit le temps de test et donne un niveau plus élevé de concentration du sujet de test. Les résultats peuvent être enregistrés en mémoire, imprimés avec l'imprimante en option et / ou transférés sur un PC avec l'interface NOAH en option.

Entièrement portable :

Conçu pour satisfaire toutes les exigences de test à domicile, l'Amplivox 240 peut être fourni avec une fonction d'alimentation par batterie en option en plus de l'adaptateur secteur standard. Sa taille compacte, son poids minimal et ses options de puissance en font un audiomètre de diagnostic totalement portable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration