

Auto-tensiomètre, Modèle RIESTER Ri-champion

Réf. RIE-1715



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La prise de mesure par soi-même de la tension artérielle et du pouls, précision et design exceptionnels. Dispositif à écran à cristaux liquides. Toutes les valeurs mesurées sont affichées de façon exacte et bien lisible sur l'écran extra grand à cristaux liquides.

Le détail vraiment pratique: la méthode de mesure oscillométrique ne nécessite ni stéthoscope, ni microphone. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Gonflage automatique, dégonflage automatique
- Présélection automatique de la pression
- Précision prouvée au cours de tests indépendants
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- Signal acoustique
- Affichage de huit mémoires avec affichage des valeurs moyennes
- Trois tailles de brassard avec boucle
- Carnet de tension artérielle et piles de type AA compris
- 3 ans de garantie
- Fabriqué en Allemagne.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration