

Electrocardiographe ECG-1210 digitale à 12 canaux

Réf. SOC-ECG1210



Caractéristiques:

- Moniteur pliable (0 ~ 80 degrés) avec LCD en couleur de 5.7 inchs; contraste réglable;
- Analyses détaillées des intervalles R-R et rapports brefs d'analyse satisfont de différentes exigences;
- Option de multiples langues;
- Blocage des formes d'onde en temps réel;
- Le mode économique disponible aide à réduire le coût d'impression;
- Batteries Li-Fe de longue vie jusqu'à 2 heures de travail continu;
- Carte SD facultative, stockage illimité des données;
- Port LAN pour la transmission des données en temps réel;
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- L'expérience admirable opérationnelle avec bouton durable de silicone, design unique de navette.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration