

S+ cimed

Le matériel médical c'est nous

**Electrocardiographe
ECG-1230 digitale à
12 canaux**

Electrocardiographe ECG-1230 digitale à 12 canaux

Réf. SOC-ECG1230



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

ECG digitale à 12 canaux

Caractéristiques:

- La technologie d'isolation digitale et le traitement des signaux assurent la fiabilité des signaux;
- L'écran immense LCD en couleur de 12.1 inchs sur une arme pivotante;
- Visualisation des formes d'onde de 3 x 4+1, 6 x 2+1, 12, 12+1 avec ligne de réseau;
- Analyses détaillées des intervalles R-R et rapports brefs d'analyse;
- Visualisation des formes d'onde en temps réel blocage, résultats d'observation;
- Le mode économique disponible aide à réduire le coût d'impression;
- Port LAN pour la transmission des données en temps réel;
- Carte SD facultative (Max, 2GB), stockage illimité des données;
- Option de multiples langues;
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- L'expérience opérationnelle admirable avec bouton durable de silicone, design unique de navette;
- Le chariot facultatif est convenable pour le mouvement;
- Détection et enregistrement automatiques de l'arrhythmie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration