

Electrocardiographe ECG-2000 PC ECG

Réf. SOC-ECG2000



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques :

- 12 dérivation acquisition simultanée (16 / 18 dérivation en option)
- Réponse de fréquence de 0,05 -250 Hz, spécialement pour diagnostic pédiatrique
- Fil de sortie Indépendant permettant d'éviter efficacement les interférences et facile à remplacement
- Jeton haute performance de nouvelle génération avec puce de technologie anti-dérive
- Charge les données d'entrée de BIOCARE 12-CH ECG pour l'analyse avancée
- Énorme Capacité de stockage de données et puissant logiciel de gestion des données
- Application du CSE et base de données AHA
- Contraste des 12 dérivation des courbes ECG du nouveau et de l'ancien historique
- Analyse auto-discriminatoire du battement cardiaque et amplification de la courbe
- Support de réglage fin des caractéristiques de battements de cœur
- Affichage en couleur de résultat de diagnostic anormal
- Recouvre 12 fonctions d'analyse de dérivation
- Format de rapport PDF, BMP/JPG, DICOM, WORD et XML
- Fonctions d'analyse avancées : VCG, TFP, HRV, HFECG, FCG, la HRT et QTD



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration