

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Electrocardiographe
ECG iE 12A,
numérique, 12 canaux

Electrocardiographe ECG iE 12A, numérique, 12 canaux

Réf. SOC-IE12A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Électrocardiographe ECG iE 12A, numérique, 12 canaux

Caractéristiques :

- Écran couleur tactile, haute luminosité, 8,9 POUCES, support d'écriture
- Clavier alphanumérique avec touches en silicone étanches rétro-éclairées
- Courbes avec grille en arrière-plan de ratio 1:1 concordant avec les habitudes diagnostiques des médecins
- Cliquer sur le diagramme de connexion des électrodes pour afficher les dérivations de la connexion ECG
- 12 dérivations de courbes revisualisables et enregistrables pendant les 300 dernières secondes
- Analyse des Intervalles R-R, détection des arythmies, rapports brefs et détaillés d'analyse
- Analyse spécifique pour adulte et enfant
- Recherche de données grâce aux informations sur le patient, la maladie, la date, l'ID et le numéro de dossier médical
- La couleur d'arrière-plan, de la grille, de la forme d'onde, du symbole de dérivation, du symbole du gain et du texte peut être modifiée
- Boîte d'acquisition unique de données ECG avec touches de fonction indépendantes
- Plusieurs ports pour la transmission de données (LAN, USB, carte SD, VGA)
- Divers format d'enregistrement : 3 × 4, 3 × 4+R, 3 × 4 +3R, 6 × 2, 6 × 2+R, 6 × 2 +3R, 12, 12+R, 12 +3R, mode rythmique
- Les données ECG peuvent être enregistrées au format JPG ou au format XML
- Application du code du Minnesota, CSE et base de données AHA.
- Système support de gestion ECG, protocole HL7 & WIFI intégré (en option)
- DICOM disponible



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration