

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Electrocardiographe
(ECG) numérique à
15 canaux, Modèle iE15**

Electrocardiographe (ECG) numérique à 15 canaux, Modèle iE15

Réf. SOC-IE15



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Électrocardiographe (ECG) numérique à 15 canaux, Modèle iE15

Caractéristiques :

- Écran couleur tactile, haute luminosité, 12,1 POUCES, support d'écriture.
- Clavier alphanumérique avec lettres individuelles et touches numériques
- Courbes avec grille en arrière-plan de ratio 1:1 concordant avec les habitudes diagnostiques des médecins
- 15 Dérivations en acquisition simultanée & 12 câbles compatibles
- Application du code du Minnesota, CSE et base de données AHA.
- Affichage Cabrera et format de rapport disponibles
- 12 dérivations de courbes revisualisables et enregistrables pendant les 300 dernières secondes.
- Analyse des Intervalle R-R, détection des arythmies, rapports brefs et détaillés d'analyse
- Le VCG a plus d'avantages dans le diagnostic de l'hypertrophie ventriculaire et de l'atrium droit, du bloc de conduction, de l'infarctus du myocarde, de l'artère coronaire VBI et du syndrome de pré excitation ventriculaire.
- Impression automatique une fois l'arythmie détectée
- Les données ECG peuvent être enregistrées au format JPG, DICOM ou au format XML
- Plusieurs ports pour la transmission de données (LAN, USB, carte SD, VGA)
- Support de connexion du système de gestion ECG via le WIFI intégré (en option)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration