

Spéculight RIESTER

Réf. RIE-5240



Assurant l'éclairage adéquat, spéculight est le complément idéal à tous les spéculums vaginaux.

CARACTERISTIQUES :

- Manche à piles C, chromé
- Pour deux piles de type C
- Câble de 85 cm de long avec pince de fixation et éclairage standard 2,5 V (sous vide)
- Intensité lumineuse réglable à volonté grâce au rhéostat
- Livré dans un carton



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration