


CARLA FOCUS

Lampe spéciale Gynécologie et Andrologie

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche et énergisante (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérus... sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patientes.



Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision, la Carla Focus (avec flexible 100 cm ou 123 cm) permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage direct localisé sans être gêné par l'emplacement de la lampe (Même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

La lampe peut être fixée sur un rail du fauteuil d'examen en position horizontale avec l'étau ERTRPM008 pour un plus grand confort d'utilisation



Intensité lumineuse produite : 420 lumens*

Température de couleur : 4500°Kelvin

Rendu des couleurs (IRC) : 95/100


Consommation électrique : 4,2 W

Dispositif médical de Classe I



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%



- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (LED sur circuit imprimé, pas d'ampoule à remplacer)
Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Couleur : blanc ou noir
- Dimension de la tête : 6 x 9,5 cm
- Longueur bras flexible: 65 cm, 100 cm ou 123 cm
- Option : interrupteur sans contact
- L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable

Fixations : Etau simple, étau universel, étau pour rails médicaux, pied roulant télescopique, bras mural articulé (2 x 40 cm)

REFERENCES	Interrupteur on/off	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC

 **LID**
ZA Bertoire
36 avenue Jean Monnet
13410 Lambesc FRANCE
Tél: 04.42.92.89.76
Email: contact@lid-lamps.com

