

Lampe examen de table, Modèle RI-MAGIC

Réf. RIE-6201



La lampe d'examen RIESTER est issue de la technologie d'éclairage la plus moderne et d'un contrôle de qualité constant. Elle répond à tout égard aux exigences de la pratique médicale et contribue à la perfection du diagnostic et du traitement. La lampe d'examen flexible RI-MAGIC éclaire de la meilleure façon possible la zone examinée et le site opératoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

La lumière de focalisation brillante permet de reconnaître exactement les différents tissus et de les évaluer. Le dissipateur thermique intégré rend son utilisation particulièrement conviviale pour le patient. Ce modèle peut être monté facilement sur tous les rails muraux courants des cliniques à l'aide d'une pince universelle.

FICHE TECHNIQUE:

- Transformateur 120 V
- Modèle de table avec pince universelle
- Lampe halogène concentrée de couleur neutre, 8 V, idéale pour les examens et les petites interventions.
- Dispositif de focalisation situé à l'avant du support de lampe, pour un réglage précis de la taille de la zone examinée éclairée.
- Dissipateur thermique pour une utilisation conviviale pour le patient.
- Le long bras spécial très flexible peut être coudé en toute direction, la lampe reste dans la position choisie.
- Poignée facile à utiliser avec rhéostat pour le réglage progressif de l'intensité lumineuse.
- Transformateur disponible en 230 V



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration