

Lampe d'examen sur pied modèle JC.1

Réf. SOC-JC1



Lampe d'examen sur pied modèle JC.

- Eclairage: $\geq 2,000\text{LX}$ (a 1m distances)
- La température de couleur: $3000\text{K} \pm 500\text{K}$
- Tension principale: $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz
- Tension Ampoule : $\text{AC}12\text{V}$
- Tension Ampoule : 12 Watt
- Puissance d'entrée : 50VA
- Elévation de la température (Réchauffement): $\leq 10^\circ\text{C}$.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration