

Lampe examen à LED

Réf. SOC-KLED1



Cette lampe d'examen à LED est un éclairage basse consommation utilisé principalement pour les examens médicaux et toutes interventions mineures.

Un éclairage LED produit une lumière froide de haute qualité. Elle a une durée de vie de 50000 heures. Le bras de la lampe est flexible, ce qui permet une meilleure orientation du rayon lumineux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques:

- Illumination à 1m (lux): 20000 ~ 80000
- Diamètre du champ lumineux à 1m (cm): 11
- Indice de rendu des couleurs (Ra): 93
- Température de couleur en option (K): 4000 ± 200
- Nombre d'ampoules LED: 19
- Durée de vie moyenne de l'ampoule (heures): 50 000
- Chaleur à la lumière rapport (mW / m² lx): 3.3
- Alimentation :100-240V, 50/60Hz
- Max. la consommation d'énergie (W): 19



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration