

Lampe examen, Modèle SILVER-STAR SLE-01

Réf. SOC-SLE-01



Une lampe montée sur un bras en INOX fixé sur une base enduite d'époxyde montée sur quatre roulettes. Un transformateur est caché dans la base. C'est un modèle compact, léger et très facile à manœuvrer muni d'un système de câblage qui assure un déplacement confortable. Il possède deux interrupteurs, un situé sur la tête de la lampe et l'autre accessible par le pied situé sur la base, pour accès commode. Sa conception simple permet une manipulation facile lors des ajustements de la taille du bras. La lampe est recouverte d'un plastique pouvant résister à une température maximale de 180°C tout en rendant une lumière parfaite. Son réflecteur est composé de 24 couches optiques enduites. Il retient 90% de rayonnement infrarouge et reflète 100% de lumière naturelle.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES :

- Ampoule : 55W / 24V / 50 / 60Hz
- Alimentation : 110V, 220V ou 240V.
- Dimensions de la lampe :
- Diamètre de la lampe : 20 cm
- Diamètre du réflecteur : 145 mm.
- Intensité lumineuse : 800 mm de distance, environ 45.000 lux
- Couleur de température: 4.000°K.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration