

Lame droite, Modèle MILLER RI-STANDARD

Réf. RIE-7060



Les laryngoscopes de qualité avec éclairage à vide convainquent par leur rapport qualité-prix intéressant, car leur longévité est pratiquement illimitée. Ayant fait l'objet d'une élaboration approfondie, leur design garantit un maniement aisé lors de leur utilisation au quotidien.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES

- Avec lames n° 2, 3 et 4
- Manche à piles de type C, non rechargeable XL 2,5V
- Avec éclairage sous vide 2,7 V dont la qualité n'est plus à prouver, pour un bon éclairage du champ d'examen.
- La face avant de la lame est équipée d'une lampe dont le retrait s'effectue très rapidement.
- Autoclavable à 134 °C pendant 5 minutes.
- Lame en acier inoxydable avec finition facile à nettoyer.
- Lame à forme innovante, pour une intubation aisée et une bonne vue.
- Au choix pour manches rechargeables ou pour manches à piles de type AA ou C, à recharger dans la station ri-chargeur ou non rechargeables.
- Toutes les lames peuvent être utilisées avec des manches conformes à la norme ISO 7376.
- Choix d'étuis et de trousse prévus pour accueillir des compositions individuelles de jusqu'à chacune cinq lames et un manche.
- Le design plat de la lame Miller permet une bonne vue sur l'épiglotte et les cordes vocales.
- Taille de lame 00 pour les nouveau-nés.
- Le contrôle de l'aptitude à l'autoclavage a été réalisé avec un modèle Melag Vacuklav 31.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration