

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Vidéo laryngoscope sur chariot  
mobile avec set de 200 lames  
jetables Modèle VLDM

**Vidéo laryngoscope sur chariot mobile avec set de 200 lames jetables**  
**Modèle VLDM**  
**Réf. SOC-2154321**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Descriptions du Vidéo laryngoscope sur chariot mobile avec set de 200 lames jetables  
Modèle VLDM

**Vues avancées des voies aériennes du vidéo laryngoscope modèle VLDM :**

- Moniteur couleur numérique avec résolution de qualité LCD.
- Dimensionnement, positionnement et angle de vue de la caméra innovants
- Fonction anti-buée, avec un profil de chauffage rapide pour résister à l'opacification et aux sécrétions de la lentille.

**Fonctionnalités d'utilisation avancées :**

- L'enregistrement intégré en temps réel permet de confirmer le placement du tube et de faciliter l'enseignement
- Conception ergonomique et construction robuste pour de multiples applications cliniques
- Lames jetables en 5 tailles: **Mac 1/2/3/4/5**

**Applications :**

- Intubations de première utilisation, remplaçant la laryngoscopie directe
- Vues oropharyngées normales ou restreintes
- Vues du larynx Cormack-Lehane Grades I-IV
- Traumatisme des voies respiratoires - excellent pour traiter le sang et les sécrétions dans les voies respiratoires
- Échange de tubes vidéo-guidé dans l'unité de soins intensifs



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications techniques du laryngoscope vidéo sur chariot mobile Modèle VLDM

- Affichage: écran LCD 8 pouces HD.
- Résolution: 1024 x 768 RVB
- Sortie audiovisuelle de données: support
- Résolution de la caméra: 2 m pixel
- Angle de vue: 66 °
- Éclairage: ≥800LUX
- Durée de vie de la batterie: 120-150 min
- Capacité de la batterie : 10000 mAh
- Tension: 3,7 V
- Type de lame: lames jetables
- Matériel de lame: PC
- Fonction courte et d'enregistrement: support
- Anti-buée: anti-buée lorsqu'il est allumé
- Dimensionnement de la lame: Mac 1/2/3/4/5
- Port HDMI et USB: inclure
- Connecteur pour écran et poignée: inclure
- Support (avec plateau): inclure
- Pièces jointes: adaptateur, cordon d'alimentation, ligne de connexion de données
- Désinfection des lames: reportez-vous aux instructions du laryngoscope jetable
- Livré avec chariot mobile pour **laryngoscope vidéo Modèle VLDM**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration