

Station de chargement RI-CHARGER

Réf. RIE-10700



Grâce à la technique de chargement par impulsions, le chargeur RI-CHARGER rallonge la durée de vie des piles rechargeables au NiMH RI-ACCU. La cale de réduction permet de charger les manches à pile de type AA. Après chaque utilisation, les instruments sont replacés dans le chargeur, et sont de ce fait toujours prêts à l'emploi. Si vous avez besoin d'appareils fonctionnant sur des tensions différentes de celles prévues pour les modèles classiques ou bien de prises adaptées à un pays précis, n'oubliez pas de mentionner ces souhaits de façon explicite lors de vos demandes d'informations et dans vos commandes.

- Possibilité de charger simultanément des manches de 2,5 V et de 3,5 V.
- Utilisable comme modèle de table ou modèle mural.
- Avec compartiment pratique pour le stockage de deux lampes de rechange et de deux spéculums auriculaires.
- Affichage de l'état de chargement au niveau de l'appareil :
 - Voyant jaune : chargement en cours.
 - Voyant vert : chargement terminé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration