

Miroir frontal, Modèle ZIEGLER

Réf. RIE-6010



Le miroir frontal ZIEGLER convainc par son rapport qualité-prix très intéressant. Cette aide au diagnostic fiable est particulièrement légère et par conséquent très agréable à porter.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

FICHE TECHNIQUE :

- Disponible aussi en Ø : 100 mm.
- Articulation sphérique solide et facile à monter pour tourner le miroir dans diverses directions.
- Ajustement facile au tour de tête grâce à la boucle métallique située sur le côté du bandeau frontal.
- Livraison dans un carton pratique.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration